

**LINCOSPECTIN 100 Soluble Powder****ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΗ ΣΚΟΝΗ****ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ****ΣΥΝΘΕΣΗ**

150 g Lincospectin 100 περιέχουν:  
 33,3 g Lincomycin base (ως hydrochloride)  
 66,7 g Spectinomycin base (ως Spectinomycin sulfate )  
 ( Natr. Benzoas ca. 4.1g)

Η εκατοστιαία αναλογία είναι η ακόλουθη :  
 Lincomycin base ( Lincomycin Hydrochloride monohydrate) 22,2%  
 Spectinomycin base ( ως Spectinmycin sulfate tetrahydrate ) 44,5  
 Sodium Benzoate 2,73%

**ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ**

Το LINCO-SPECTIN 100 ενδείκνυται για τη θεραπεία και πρόληψη της Χρόνιας Αναπνευστικής Νόσου σε συνδυασμό με άλλες λοιμώξεις από μυκόπλασμα ( PPL0) και από κολοβακτηρίδια των ορνιθίων.

**ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ**

Να μη χορηγείται σε ωτόκες όρνιθες.

Να μη χορηγείται LINCO- SPECTIN 100 Soluble Powder σε κρικητούς, κουνέλια, ινδικά χοιρίδια, ταιντσιλά, άλογα και μηρυκαστικά.

**5.4 ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**

Η χρήση του Lincospectin 100 Soluble Powder, όπως και κάθε άλλου αντιβακτηριακού μπορεί τυχαία να προκαλέσει υπεραύξηση σε ευαίσθητους μικροοργανισμούς, όπως π.χ. ζυμομύκητες. Σε τέτοιου είδους λοιμώξεις θα πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα.

**ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ**

Όρνιθες

**ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ- ΧΟΡΗΓΗΣΗ**

Χορηγείται με το πόσιμο νερό.

Πρόληψη : Προσθέτουμε το περιεχόμενο του κουτιού( 150g ) σε 200 λίτρα πόσιμου νερού (0,5 g συνολικού δραστικού αντιβακτηριακού ανά λίτρο) για τις πρώτες 3-5 ημέρες της ζωής των νεοσσών. Η χορήγηση στην ίδια δόση επαναλαμβάνεται για 1 - 2 ημέρες σε ηλικία 4 εβδομάδων, σε περίοδο εμβολιασμού ή σε οποιαδήποτε άλλη καταπόνηση των ορνίθων. Συνιστάται μεγαλύτερη περίοδος αρχικής θεραπείας εάν η πάθηση στα ορνίθια υπήρξε στο παρελθόν πρόβλημα στη μονάδα.

Θεραπεία: Προσθέτουμε το περιεχόμενο του κουτιού ( 150g ) σε 200 λίτρα πόσιμου νερού (0,5 g συνολικού δραστικού αντιβακτηριακού ανά λίτρο) για 3 ημέρες αρχίζοντας με τα πρώτα συμπτώματα της νόσου. Το διάλυμα πρέπει να παρασκευάζεται πρόσφατα και καθημερινά.

**ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ**

Κρέας : 5 ημέρες

**ΦΥΛΑΞΗ**

Να φυλάσσεται σε χώρο δροσερό και ξηρό προστατευμένο από το φως.

**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:** Πλαστικό δοχείο 150g με πώμα, που περιέχει πλαστική σακούλα πολυαιθυλενίου και δοσομετρητή

Αριθμός Αδείας Κυκλοφορίας: 45257/26-8-2004

**\*χορηγείται με κτηνιατρική συνταγή\***  
**ΝΑ ΦΥΛΑΓΕΤΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ**  
**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 77.93.777**

Υπεύθυνος Κυκλοφορίας : PFIZER HELLAS AE,  
Λ. Μεσογείων 243, Ν. Ψυχικό, 154 51, Αθήνα  
Τηλ: 210 6785800

Παρασκευαστής : 1. ALAPIS, Ασπρόπυργος Αττική  
2. PFIZER SUZHOU ANIMAL HEALTH COMPANY LIMITED